

# Il saliscala adattabile

## PT-ADAPT 130\*

Il saliscala perfetto per il trasporto di sedie a rotelle di dimensioni personalizzate. Grazie al supporto fissato alla sedia a rotelle, il saliscala viene assicurato alla sedia. In presenza di una certa distanza dal suolo, il saliscala può anche rimanere collegato alla sedia a rotelle, al termine dell'utilizzo devono solo essere reinserte le ruote, precedentemente rimosse durante il processo di sollevamento.

Aggiungendo e rimuovendo i supporti non si modifica la struttura della sedia a rotelle. La sedia a rotelle può essere in seguito riportata allo stato originario.



Rimuovere la ruota per salire le scale



Supporto individuale sulla sedia a rotelle



Fissaggio rapido ai supporti mediante perno ad estrazione rapida

## Caratteristiche tecniche

Forza portante massima:	130 kg (peso di una persona con sedia a rotelle)
Peso totale:	24,7 kg
Peso batteria:	4,3 kg
Peso impugnatura:	5,2 kg
Peso unità di salita:	15,2 kg
Altezza totale:	1130 mm
Larghezza totale:	482 mm (senza sedia a rotelle)
Profondità:	385 mm
Dimensioni minime pianerottolo circa:	0,9 x 0,9 m



\* Disponibile anche per portata massima 160 Kg (PT-ADAPT 160)